

Conçu pour le traitement optimal des plaies

THE V.A.C.®
VACUUM ASSISTED CLOSURE®

Seal Check™

Débit de fuite

Haut

Bas

Signal sonore
étanchéité

Quitter

Thérapie 5:2
intermittente activée
125 mmHg

EN QUOI LE SensaT.R.A.C.® AVEC LA FONCTION Seal Check™ PEUT-IL VOUS ÊTRE UTILE ?

La V.A.C.® Therapy repose sur l'obtention d'une étanchéité permettant d'appliquer une pression négative contrôlée (vide) au site de la plaie. Pour certaines plaies, l'étanchéité ne peut être obtenue au départ, sans compter que les mouvements du patient peuvent provoquer des fuites pendant la thérapie. La simplicité de fonctionnement et l'intégration de systèmes de contrôle et de gestion sont essentielles pour allier sûreté et efficacité lors du traitement de la plaie par pression négative.

QUELS SONT LES ATOUTS APPORTÉS PAR LA FONCTION Seal Check™ ?

- Identification et élimination rapides des fuites.
- Réduction potentielle du temps nécessaire pour obtenir l'étanchéité du pansement.
- Réduction potentielle du matériel nécessaire pour le pansement.

QUELS SONT LES ATOUTS DU SensaT.R.A.C.® AVEC Seal Check™ ?

- Une meilleure gestion des liquides réduisant les obstructions de tubulure et donc les alarmes.
- Une nouvelle méthode de détection de "Réservoir plein" permettant d'éviter des alarmes intempestives.
- Un tampon plus fin, plus flexible, permet une application plus facile en épousant les contours anatomiques.
- Une surveillance constante de la pression au site de la plaie et au niveau de l'unité garantissant l'application de la pression cible au site de la plaie.
- L'identification et la résorption des fuites.
- Une répartition homogène de la pression pour un confort accru du patient.
- Des bords arrondis et un profil bas offrant davantage de discrétion.

COMMENT FONCTIONNE LE SensaT.R.A.C.® AVEC Seal Check™ ?

Le SensaT.R.A.C.® comprend un logiciel et un matériel spécifiques (tous deux intégrés dans l'unité V.A.C.®) et toute une gamme de produits à usage unique : réservoir, tubulure multi-lumières, connecteurs et tampon SensaT.R.A.C.®.

Le SensaT.R.A.C.® surveille et maintient (en association avec l'unité V.A.C.®) une pression cible permettant de délivrer une thérapie constante. Les alarmes en cas d'obstruction des tubulures, de réservoir plein, d'absence de réservoir, de thérapie inactive, de batterie déchargée ou de fuites au niveau du pansement V.A.C.® Therapy font partie des fonctions de sécurité. Toutes les alarmes sont signalées à la fois visuellement à l'écran et par un signal sonore.

Le Seal Check™ et le SensaT.R.A.C.® utilisent un capteur ultra-sensible mesurant en continu les éventuelles prises d'air dans le pansement. La fréquence du signal sonore et la hauteur de la barre témoin reflètent l'importance de la fuite. Lorsqu'un clinicien couvre la fuite avec sa main, le signal sonore et la barre témoin à l'écran diminuent. Ceci permet d'indiquer l'emplacement de la fuite et de savoir où agir pour la colmater.

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Les pansements SensaT.R.A.C.® sont-ils compatibles avec les unités V.A.C. ATS® ou Freedom® ?

Oui. Le connecteur de tubulure SensaT.R.A.C.® peut être facilement raccordé au réservoir V.A.C. ATS® ou V.A.C. Freedom®.

Comment le système réagit-il en cas de fuite ?

En cas de fuite, l'écran d'alarme s'affiche et un signal sonore retentit. Le clinicien doit alors appuyer sur le bouton Seal Check™. Cette fonction le guide vers l'emplacement de la fuite pour l'aider à y remédier rapidement.

Pour obtenir des informations détaillées sur le mode d'utilisation de Seal Check™, consultez le manuel d'utilisation de l'unité V.A.C.®.

