





Kit V.A.C. GranuFoam Silver® Dressing

Le traitement optimal des plaies en un kit unique




THÉRAPIE EFFICACE


Le pansement V.A.C. GranuFoam Silver® offre tous les avantages de la thérapie par pression négative combinés à une élimination microbienne rapide et efficace.¹



Libération continue d'ions argent actifs uniformément répartis sur l'ensemble du pansement.



Les micro-organismes sont éliminés avec le liquide de la plaie. La technologie T.R.A.C.® offre une thérapie plus efficace, la pression sous-atmosphérique cible étant surveillée et maintenue au site de la plaie.



Libération continue de l'argent directement dans le lit de la plaie, même après découpe de la mousse.

DONNÉES CLINIQUES

Un nombre croissant de données cliniques publiées dans des revues à comité de lecture démontre l'efficacité de la V.A.C.® Therapy.

RÉSULTATS PROUVÉS

L'efficacité de la V.A.C.® Therapy est validée par les professionnels de santé dans leur pratique quotidienne.

Étude de cas : escarre

Escarre chronique ne cicatrisant pas avec infection des tissus profonds.




20e jour de V.A.C.® Therapy avec pansements V.A.C. GranuFoam Silver®.

Suivi à 3 mois après V.A.C.® Therapy avec pansements V.A.C. GranuFoam Silver®.




Rapide

99 % des agents pathogènes éliminés dans les 30 premières minutes.¹




Une meilleure qualité de vie³



Efficace

Libération contrôlée et prolongée d'ions argent.²



¹ Données du test microbien in vitro représentatif; données internes propres à KCI.

² Données uniquement pour 72 heures. Le changement de pansement est recommandé toutes les 48 heures; données internes propres à KCI.

³ Augustin M., Zschocke I. Evaluation of patient benefits of ambulatory and stationary use of V.A.C.® Therapy. MMW-Fortschritte der Medizin Originalien Nr. 112006 (148. Jg.), S. 25-32.